

Neck Pillow

cuscino per massaggio **shiatsu**
zona **cervicale**

Manuale di istruzioni

Art.: 839

Quando si usano apparecchi elettrici, in particolar modo in presenza di bambini, è necessario osservare fondamentali precauzioni di sicurezza comprese le seguenti:

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica dopo l'uso e prima di procedere alla sua pulizia.

Non recuperare il prodotto se è caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso staccare l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare l'apparecchio dalla presa.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o bagnati come bagni, docce e vasche.

Tenere il cavo lontano da superfici calde.

Non introdurre o fare cadere oggetti nelle aperture del prodotto.

Non lasciare mai incustodito l'apparecchio quando è collegato alla presa.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica quando non utilizzato e prima di montare eventuali accessori.

Stretto controllo è necessario quando l'apparecchio è usato da, su o in presenza di bambini, invalidi o disabili.

Non utilizzare all'aperto.

Non schiacciare l'apparecchio. Non piegarlo con forza.

Non utilizzare l'apparecchio negli stessi ambienti in cui si utilizzano aerosol (spray) o si somministra ossigeno.

Utilizzare questo apparecchio solo per la sua destinazione d'uso e come descritto in questo manuale. Non usare accessori non raccomandati da Macom.

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la presa sono danneggiati, se non funzionano correttamente, se sono caduti o sono venuti a contatto con acqua o altri liquidi.

Non inserire nell'apparecchio spine o oggetti metallici.

Non utilizzare l'apparecchio mentre si dorme o si sta per addormentarsi.

Non trasportare o afferrare l'apparecchio con/dal cavo.

Non usare l'apparecchio sotto coperte o cuscini. Un eccessivo riscaldamento potrebbe provocare incendio, folgorazioni o infortuni di altro tipo.

Un utilizzo eccessivo dell'apparecchio può causare surriscaldamento con conseguente riduzione della sua durata. In tal caso interrompere l'uso e lasciarlo raffreddare prima di usarlo nuovamente.

Non tentare di riparare l'apparecchio.
In caso di malfunzionamento contattare Macom.

Attenzione leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

In caso di dubbi sulla vostra salute consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.

I soggetti portatori di pacemaker e le donne in stato di gravidanza devono consultare un medico prima dell'uso.

Non usare direttamente su zone gonfie o infiammate o in presenza di eruzioni cutanee.

Non usare questo apparecchio per più di 30 minuti alla volta.

Non usare direttamente su pelli sensibili.


Non usare l'apparecchio su bambini, invalidi, persone addormentate o non coscienti.

Non usare su soggetti affetti da perdita della sensibilità cutanea o con problemi di circolazione sanguigna.

Questo non è un apparecchio professionale, è progettato per l'impiego personale e serve per praticare un benefico massaggio sulla muscolatura stanca. **Non utilizzare questo apparecchio in sostituzione di cure mediche.**

Non usare l'apparecchio prima di andare a letto. Il massaggio ha effetti stimolanti e può ritardare il sonno.

Istruzioni per l'uso

- 1 Collegare il cavo dell'alimentazione del trasformatore (fornito con l'apparecchio) al cavo corrispondente posto sul cuscino.
- 2 Collegare il trasformatore alla presa di rete.
- 3 Utilizzare il tasto Touch Control  per azionare l'apparecchio.

Note:

L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 15 minuti.
Non usare per più di 30 minuti a volta.

Touch Control

Selettore funzioni integrato

Premere il pulsante integrato nell'apparecchio per **iniziare il massaggio** in senso **orario**.

Ripremere lo stesso pulsante per attivare la **funzione calore**.

Premendo nuovamente il pulsante si **disattiva** la **funzione calore** e automaticamente parte il **massaggio antiorario**.

Ripremere il pulsante per **riattivare** la **funzione calore**.

Al termine del massaggio premere il pulsante per **spegnere**.



Conservazione e Pulizia

Conservazione

Riporre il prodotto all'interno della sua confezione originale e conservarlo in luogo fresco, asciutto e sicuro. Evitare il contatto con spigoli vivi, oggetti taglienti o appuntiti in genere che possono danneggiare l'apparecchio. Non avvolgere il cavo attorno al prodotto. Non appendere il prodotto dal cavo elettrico.

Pulizia

Prima di procedere alla pulizia spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa. Lasciare raffreddare.

Pulire solamente con un morbido panno di spugna leggermente inumidito.

Evitare sempre che l'apparecchio entri a contatto con acqua o altri liquidi.

Per pulire non immergere mai l'apparecchio in un liquido.

Per pulire non usare mai detergenti abrasivi, spazzole, prodotti per la pulizia di vetri/mobili, benzine, cherosene, solventi o diluenti etc...

Caratteristiche tecniche

Peso: **2,3 kg**

Dimensioni: **L 38 - P 32 - H 17 cm**

Colore: **grigio**

Tessuto: **velluto**

Garanzia

La garanzia non risulta valida se il prodotto è:
danneggiato o sottoposto a cattiva o impropria manutenzione, utilizzato impropriamente, rovinato o non impiegato in conformità alle indicazioni del libretto di istruzioni;
modificato, alterato o manomesso;
sottoposto ad assistenza o riparazione da parte di persone non autorizzate;
danneggiato a causa di disastri naturali, compresi, ma non solo, fulmini o fonti di elettricità;
impiegato a scopo commerciale o di noleggio.

In nessun caso il distributore è responsabile nei confronti del consumatore originale, o di qualsiasi altra parte, per danni particolari, diretti, indiretti, accidentali o conseguenti, inclusi ma non solo, perdita o interruzione dell'uso, costi derivanti dall'uso o dall'incapacità di utilizzare tale prodotto.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it